



Your dreams. Woven together.

ASAHI

Peripheral Guide Wire

Информация о продукте



Структура Treasure 12

Treasure 12

Непокрытая дистальная часть



Этот проводник обеспечивает непревзойденную передачу крутящего момента благодаря структуре с единым сердечником. Подобная структура улучшает маневренность, особенно в случаях сильно стенозированных, кальцинированных или протяженных поражений.



Структура Aстато 30

Aстато 30

Непокрытая
дистальная часть



Этот проводник создан для прохождения сложных поражений с выраженным кальцинозом и большим массивом фиброзной ткани. Конусный кончик облегчает прохождение протяженных субтотальных поражений артерий.



Спецификации продуктов

	<u>Treasure 12</u>	<u>Astato 30</u>
Жесткость кончика :	12 G	30 G
Рентгеноконтр. часть:	15 см	15 см
Внешний диаметр :	0.018''	0.018''
Диаметр кончика :	0.018''	0.013''
Общая длина :	180 см /300 см	180 см /300 см



Информация для заказа

Продукт	Каталожный No.	Диаметр (дюйм.)	Диам. кончика (дюйм.)	Длина (см)	Длина плет. кончика (см)	Рентгено-контр. часть (см)	Тип кончика
Treasure 12 (180 см)	PAGH18M070	0.018"	0.018"	180	15	15	Прямой
Treasure 12 (300 см)	PAGH18M370	0.018"	0.018"	300	15	15	Прямой
Astato 30 (180 см)	PAGH18M071	0.018"	0.013"	180	15	15	Прямой
Astato 30 (300 см)	PAGH18M371	0.018"	0.013"	300	15	15	Прямой