

# ASAHI FUBUKI

Neurovascular Guiding Dilator Kit



4 Fr

5 Fr

6 Fr



# ASAHI FUBUKI

Neurovascular Guiding Dilator Kit




## 穿刺径の最小化・低侵襲をコンセプトに内腔を最大限に確保

- **先端柔軟性** 柔軟な先端チューブ、全体の剛性バランスにより、目的位置での安定性やプッシュビリティーに優れます。
- **親水性コーティング** 先端から15cm(6Frのみ5cm)に親水性コーティングを施すことで、大動脈弓・血管入口部の追従性に優れます。
- **視認性** 先端プラチナマーカにより、先端部の視認性を向上させます。タングステンブレードにより、全長の視認性を向上させます。

ASAHI® FUBUKI®	I.D.	O.D.
<b>4Fr</b>	1.80mm / 0.071"	2.09mm (6Fr)
<b>5Fr</b>	2.05mm / 0.081"	2.40mm (7Fr)
<b>6Fr</b>	2.28mm / 0.090"	2.70mm (8Fr)

## Ordering Information



Product	Catalog No.	French	Usable Length	Coating Length	Tip Shape
<b>ASAHI® FUBUKI® 4Fr</b>	AIN-FBK-4AD	4Fr	90cm	15cm	Angle
	AIN-FBK-4SD	4Fr	90cm	15cm	Straight
	AIN-FBK-4AD80※	4Fr	80cm	15cm	Angle
	AIN-FBK-4SD80※	4Fr	80cm	15cm	Straight
	AIN-FBK-4ADL※	4Fr	100cm	15cm	Angle
	AIN-FBK-4SDL※	4Fr	100cm	15cm	Straight
	AIN-FBK-4AD110※	4Fr	110cm	15cm	Angle
	AIN-FBK-4SD110※	4Fr	110cm	15cm	Straight

Product	Catalog No.	French	Usable Length	Coating Length	Tip Shape
<b>ASAHI® FUBUKI® 6Fr</b>	AIN-FBK-6SD	6Fr	90cm	5cm	Straight
	AIN-FBK-6SD80※	6Fr	80cm	5cm	Straight
	AIN-FBK-6SDL※	6Fr	100cm	5cm	Straight
	AIN-FBK-6SD110※	6Fr	110cm	5cm	Straight

Product	Catalog No.	French	Usable Length	Coating Length	Tip Shape
<b>ASAHI® FUBUKI® 5Fr</b>	AIN-FBK-5AD	5Fr	90cm	15cm	Angle
	AIN-FBK-5SD	5Fr	90cm	15cm	Straight
	AIN-FBK-5AD80※	5Fr	80cm	15cm	Angle
	AIN-FBK-5SD80※	5Fr	80cm	15cm	Straight
	AIN-FBK-5ADL※	5Fr	100cm	15cm	Angle
	AIN-FBK-5SDL※	5Fr	100cm	15cm	Straight
	AIN-FBK-5AD110※	5Fr	110cm	15cm	Angle
	AIN-FBK-5SD110※	5Fr	110cm	15cm	Straight

Product	Catalog No.	French	Usable Length	適合GC
<b>Dilator</b>	AIN-FBK-4D	4Fr	100cm	90cm GC
	AIN-FBK-4D80	4Fr	90cm	80cm GC
	AIN-FBK-4DL	4Fr	110cm	100cm GC
	AIN-FBK-4D110	4Fr	120cm	110cm GC
	AIN-FBK-5D	5Fr	100cm	90cm GC
	AIN-FBK-5D80	5Fr	90cm	80cm GC
	AIN-FBK-5DL	5Fr	110cm	100cm GC
	AIN-FBK-5D110	5Fr	120cm	110cm GC
	AIN-FBK-6D	6Fr	100cm	90cm GC
	AIN-FBK-6D80	6Fr	90cm	80cm GC
	AIN-FBK-6DL	6Fr	110cm	100cm GC
	AIN-FBK-6D110	6Fr	120cm	110cm GC

販売名：ガイディングカテーテル NV  
 医療機器承認番号：22400BZX00151000  
 特定保険医療材料機能区分：ガイディングカテーテル 脳血管用、ダイレーター

- ダイレーター単品での販売はしていません。
- 付属品・在庫状況は担当営業にお問い合わせください。

※全長 80cm・100cm・110cm は特注品対応になります。

「ASAHI」及び「FUBUKI」は、朝日インテック株式会社の日本国、米国、欧州連合加盟国及びその他の国における登録商標又は商標です。

**ASAHI INTECC J-sales**

朝日インテックJセールス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿一丁目 22 番 2 号 新宿サンエービル 13 階

TEL : 03-5339-6290 FAX : 03-5339-6291

<http://www.asahi-inteccj.com/>

製造販売元

**ASAHI INTECC**

朝日インテック株式会社

〒489-0071 愛知県瀬戸市暁町3番地100

TEL : 0561-48-5551 FAX : 0561-48-5552

<http://www.asahi-intecc.co.jp/>

海外拠点：Amsterdam / California / Pathumthani (Thailand) / Singapore / Beijing / Hong Kong