

# Окклюдеры ДМПП и ООО третьего поколения Figulla® Flex II

Таблица совместимости

## Окклюдер Figulla® Flex II PFO (Один левопредсердный диск)

Номер по каталогу	Наименование продукта	Диск Ø (мм)	Диаметр катетера (F)
18PFO25S	Figulla® Flex II PFO	23/25	9

## Окклюдер ООО Figulla® Flex II

Номер по каталогу	Наименование продукта	Диск Ø (мм)	Диаметр катетера (F)
19PFO18D	Figulla® Flex II PFO	16/18	7
19PFO25D	Figulla® Flex II PFO	23/25	9
19PFO30D	Figulla® Flex II PFO	27/30	9
19PFO35D	Figulla® Flex II PFO	31/35	11

## Окклюдер ДМПП Figulla® Flex II

Номер по каталогу	Наименование продукта	Диск Ø (мм)	Диаметр катетера (F)
29ASD04*	Figulla® Flex II ASD	Size 4	7
29ASD05*	Figulla® Flex II ASD	Size 5	7
29ASD06	Figulla® Flex II ASD	Size 6	7
29ASD07	Figulla® Flex II ASD	Size 7.5	7
29ASD09	Figulla® Flex II ASD	Size 9	7
29ASD10	Figulla® Flex II ASD	Size 10.5	7
29ASD12	Figulla® Flex II ASD	Size 12	9
29ASD13*	Figulla® Flex II ASD	Size 13.5	9
29ASD15	Figulla® Flex II ASD	Size 15	9
29ASD16*	Figulla® Flex II ASD	Size 16.5	9
29ASD18	Figulla® Flex II ASD	Size 18	9
29ASD21	Figulla® Flex II ASD	Size 21	11
29ASD24	Figulla® Flex II ASD	Size 24	11
29ASD27	Figulla® Flex II ASD	Size 27	12
29ASD30	Figulla® Flex II ASD	Size 30	12
29ASD33	Figulla® Flex II ASD	Size 33	12
29ASD36	Figulla® Flex II ASD	Size 36	12
29ASD39	Figulla® Flex II ASD	Size 39	12
29ASD40	Figulla® Flex II ASD	Size 40	12

## Универсальный окклюдер Figulla® Flex II

Номер по каталогу	Наименование продукта	Диск Ø (мм)	Диаметр катетера (F)
16UNI17	Figulla® Flex II UNI	17/17	7
16UNI24	Figulla® Flex II UNI	24/24	9
16UNI28	Figulla® Flex II UNI	28.5/28.5	9
16UNI33	Figulla® Flex II UNI	33/33	11
16UNI40*	Figulla® Flex II UNI	40/40	12


\* При условии наличия




## Устройство доставки Occlutech®

Ассортимент изделий – размеры и характеристики.


Номер по каталогу	Размер (F)	Длина Катетера (мм)	Длина установочного устройства (мм)	Кончик бужа (мм)	Гомеостатический клапан (мм)	Дистальный угол
51DS007	7	800	120	25	70	45°
51DS008	8	800	160	25	70	45°
51DS009	9	800	160	25	70	45°
51DS010	10	800	160	25	70	45°
51DS011	11	800	200	25	70	45°
51DS012	12	800	200	25	70	45°
51DS014	14	800	200	25	70	45°



Плетение Flex II позволяет сократить диаметр системы доставки примерно на 20 %.



### Совершенствоу характеристики



Международное обслуживание клиентов  
Occlutech, Rönnowsgatan 8, S-252 25 Хельсингборг,  
Швеция Тел +46 (0)42 33 65 25, Факс +46 (0)42 311 09 70  
order@occlutech.com, www.occlutech.com

 Occlutech®