



Vascular[®]
therapies for living

restorer

CoCr периферический
СТЕНТ

THE PERIPHERAL SOLUTION

Превосходная доставляемость

Restorer - стент на превосходном баллонном катетере oceanus 35, обладает первоклассными характеристиками:

- Высокая проходимость
- Самая быстрая дефляция баллона

Увеличенная гибкость благодаря уникальной гибкой конструкции restorer:

- Вложенные пики
- Спиральная система сцепки

Низкопрофильная конструкция restorer обеспечивает лучшую проходимость в труднодоступные поражения.



ДОСТИЧЬ

ПЕРЕСЕЧЬ


ДОСТАВИТЬ



Превосходная радиальная устойчивость при меньшем количестве металла

**Restorer демонстрирует
отличную поддержку сосуда**

Соотношение радиальная сила / толщина
стенки (МПа)



Данные для стентов диаметром 6 мм.
Тест выполнен iVascular. Данные
находятся в отчете iVascular.

Уникальный дизайн

Уникальный дизайн
restorer обеспечивает
превосходную
совместимость со
стенкой сосуда.



Более низкий рестеноз


Передовая технология
производства позволила
изготовить restorer для
сведения к минимуму
потенциального рестеноза.

- Оптимальное содержание металла для достижения максимальных рабочих характеристик.
- Ультрагладкая поверхность, прошедшая электрополировку.



Общие характеристики

- Катетер на системе доставки OTW
- Рабочая длина катетера: 80 см и 140 см
- Совместимость с проводником: 0,035"
- Профиль кончика: 0,036"
- Совместимость с 6F



CE Mark сертифицированный продукт

Значения	Длина катетера 80 см			
	Диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)		
	18	28	38	58
5	SPC BC35 080 050 018	SPC BC35 080 050 028	SPC BC35 080 050 038	SPC BC35 080 050 058
6	SPC BC35 080 060 018	SPC BC35 080 060 028	SPC BC35 080 060 038	SPC BC35 080 060 058
7	SPC BC35 080 070 018	SPC BC35 080 070 028	SPC BC35 080 070 038	SPC BC35 080 070 058
8	SPC BC35 080 080 018	SPC BC35 080 080 028	SPC BC35 080 080 038	SPC BC35 080 080 058
9	SPC BC35 080 090 018	SPC BC35 080 090 028	SPC BC35 080 090 038	SPC BC35 080 090 058
10	SPC BC35 080 100 018	SPC BC35 080 100 028	SPC BC35 080 100 038	SPC BC35 080 100 058

Значения	Длина катетера 140 см			
	Диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)		
	18	28	38	58
5	SPC BC35 140 050 018	SPC BC35 140 050 028	SPC BC35 140 050 038	SPC BC35 140 050 058
6	SPC BC35 140 060 018	SPC BC35 140 060 028	SPC BC35 140 060 038	SPC BC35 140 060 058
7	SPC BC35 140 070 018	SPC BC35 140 070 028	SPC BC35 140 070 038	SPC BC35 140 070 058
8	SPC BC35 140 080 018	SPC BC35 140 080 028	SPC BC35 140 080 038	SPC BC35 140 080 058
9	SPC BC35 140 090 018	SPC BC35 140 090 028	SPC BC35 140 090 038	SPC BC35 140 090 058
10	SPC BC35 140 100 018	SPC BC35 140 100 028	SPC BC35 140 100 038	SPC BC35 140 100 058

Vascular[®]
therapies for living

Эксклюзивный Дистрибьютор

ООО «РАЙМЕД ТГ ПВТ»

141001, Московская область,
Мытищинский район,
г. Мытищи,
ул. 1-я Вокзальная, д.8
(495) 956-83-16
www.raymed.ru

 **Raymed Trading Group**

Производитель:
LVD Biotech, S.L.

Cami de Can Ubach, 11
08620 Sant Vicenç dels Horts
Barcelona - Spain
Тел.: +34 936 724 711

www.ivascular.es
info@ivascular.es